



## Compatibilité de défibrillateur

Jumeler votre marque de défibrillateur aux codes de Vermed

MARQUE DE DÉFIBRILLATEUR	MODÈLE DE DÉFIBRILLATEUR	ÉLECTRODE DE DÉFIBRILLATION VERMED COMPATIBLE	
<b>Philips Medical</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XLT</li> <li>• HeartStart XL</li> <li>• HP Codemaster XL (Connecteur de raccordement)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MRX</li> <li>• MRX ALS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• T100AC-Philips</li> <li>• T100LOAC-Philips</li> <li>• C100AC-Philips</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HeartStart FR2+</li> <li>• HeartStart Forerunner</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• T100AC-Philips</li> <li>• T100LOAC-Philips</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HeartStart FR3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HeartStart FRx</li> </ul>	<b>NON COMPATIBLE*</b>
<b>Physio-Control</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LP-9P</li> <li>• LP-10C</li> <li>• LP-12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LP-15</li> <li>• LP-20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• T100AC-Physio</li> <li>• T100LOAC-Physio</li> <li>• C100AC-Physio</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LP-500</li> <li>• LP-1000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LP-500 DPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• T100AC-Physio</li> <li>• T100LOAC-Physio</li> </ul>
<b>Zoll Medical</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M-Series</li> <li>• R-Series</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Series</li> <li>• X-Series</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• T100AC-Zoll</li> <li>• T100LOAC-Zoll</li> <li>• C100AC-Zoll</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoll AED PLUS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoll AED Pro</li> </ul>	<b>NON COMPATIBLE*</b>
<b>Cardiac Science</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PowerHeart AED G3 Plus</li> <li>• PowerHeart AED G3 Pro</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• T100-CS</li> </ul>

\*Les électrodes pour défibrillation pédiatrique Heartsync ne sont pas compatibles avec les modèles DEA. Les défibrillateurs DEA ne peuvent pas être ajustés afin de réduire la distribution d'énergie. Veuillez consulter votre manuel d'opération fourni par le fabricant de votre appareil DEA.

Veuillez contacter Vermed directement pour tous vos questions concernant la compatibilité de vos défibrillateurs

23A rue Mill | Gananoque, ON | 800.761.1669 | Fax: 800.267.4521 | [Vermed.com](http://Vermed.com)