



Infant Flow™ LP nCPAP System  
Apporter des solutions de nCPAP à vos  
patients les plus vulnérables

## Harnais Infant Flow™ LP

Référence	Description	Tailles	Conditionnement
777040XS	Harnais Infant Flow LP, XS	17-21 cm	10 / emballage
777040S	Harnais Infant Flow LP, S	21-26 cm	10 / emballage
777040SM	Harnais Infant Flow LP, S/M	24-28 cm	10 / emballage
777040M	Harnais Infant Flow LP, M	26-32 cm	10 / emballage
777040L	Harnais Infant Flow LP, L	32-37 cm	10 / emballage
777040XL	Harnais Infant Flow LP, XL	37-42 cm	10 / emballage

## Bonnets Infant Flow™ LP

Référence	Description	Tailles	Conditionnement
777010	Bonnet Infant Flow LP, Taille 000	18-20 cm	10 / emballage
777012	Bonnet Infant Flow LP, Taille 00	20-22 cm	10 / emballage
777014	Bonnet Infant Flow LP, Taille 0	22-24 cm	10 / emballage
777016	Bonnet Infant Flow LP, Taille 1	24-26 cm	10 / emballage
777018	Bonnet Infant Flow LP, Taille 2	26-28 cm	10 / emballage
777020	Bonnet Infant Flow LP, Taille 3	28-30 cm	10 / emballage
777022	Bonnet Infant Flow LP, Taille 4	30-32 cm	10 / emballage
777024	Bonnet Infant Flow LP, Taille 5	32-34 cm	10 / emballage
777026	Bonnet Infant Flow LP, Taille 6	34-36 cm	10 / emballage
777028	Bonnet Infant Flow LP, Taille 7	36-38 cm	10 / emballage

## Générateur / circuits Infant Flow™ LP nCPAP

Référence	Description	Conditionnement
7772011	Kit de générateur/circuit Infant Flow LP nCPAP (humidificateurs F&P MR 730 & 850)	10 / boîte
7772021	Kit de générateur/circuit Infant Flow LP nCPAP (humidificateurs F&P MR 730 & 850)	20 / boîte

## Kit de démarrage de l'Infant Flow™ nCPAP

Référence	Description	Conditionnement
7772010	Kit de démarrage de l'Infant Flow LP nCPAP	1

## Embout nasal Infant Flow™ LP

Référence	Description	Conditionnement
777000XS	Embout nasal, XS	10 / boîte
777000S	Embout nasal, S	10 / boîte
777000M	Embout nasal, M	10 / boîte
777000L	Embout nasal, L	10 / boîte
777000XL	Embout nasal, XL	10 / boîte

## Masque nasal Infant Flow™ LP

Référence	Description	Conditionnement
777002XS	Masque nasal, XS	10 / boîte
777002S	Masque nasal, S	10 / boîte
777002M	Masque nasal, M	10 / boîte
777002L	Masque nasal, L	10 / boîte
777002XL	Masque nasal, XL	10 / boîte

## Masque nasal Infant Flow™ LP

Conçu pour un maximum d'efficacité thérapeutique et de confort du patient. La structure flexible permet au masque de trouver une position naturelle sur le nez du nourrisson, ce qui minimise les fuites et permet de maintenir un niveau de nCPAP uniforme. Un petit espace permet de visualiser les narines et la cloison des nourrissons. Les cinq masques répondent à un code couleur permettant d'identifier facilement leur taille. Boîte de 10 emballés individuellement.



Référence	Description
777002XS	Masque nasal, XS
777002S	Masque nasal, S
777002M	Masque nasal, M
777002L	Masque nasal, L
777002XL	Masque nasal, XL

## Embout nasal Infant Flow™ LP

Conçues pour un maximum d'efficacité thérapeutique et de confort du patient, les embouts sont conçus de manière à minimiser le contact avec la peau et permettant de vérifier visuellement leur bon positionnement. Les embouts légèrement évasées favorisent la création d'un joint étanche et minimisent les fuites. Les cinq embouts répondent à un code couleur permettant d'identifier facilement leur taille. Boîte de 10 embouts nasaux emballés individuellement.



Référence	Description
777000XS	Embout nasal, XS
777000S	Embout nasal, S
777000M	Embout nasal, M
777000L	Embout nasal, L
777000XL	Embout nasal, XL

## Kit de générateur/circuit Infant Flow™ LP nCPAP

Le nouveau générateur, avec technologie de débit variable à double injecteur, réduit efficacement le travail respiratoire imposé pour maintenir un niveau de CPAP constant. La pression motrice plus faible réduit la pression accumulée dans le système de remplissage automatique des humidificateurs. Les kits combinés comprennent les kits de générateur Infant Flow LP nCPAP et les circuits respiratoires chauffants pédiatriques.



Référence	Description
7772011	Générateur/circuit Infant Flow LP nCPAP – Humidificateur F&P MR 730 & 850, 10 par boîte
7772021	Générateur/circuit Infant Flow LP nCPAP – Humidificateur F&P MR 730 & 850, 20 par boîte

## Kit de démarrage de l'Infant Flow™ LP nCPAP

Le kit de démarrage de l'Infant Flow LP nCPAP permet au client d'évaluer la fixation du harnais. Le kit comprend :

- 5 kits de générateurs Infant Flow LP, incluant le générateur Infant Flow LP nCPAP, un guide des tailles, et des embouts nasaux de chaque taille : S, M et L
- 2 embouts nasaux XL
- 2 embouts nasaux XS
- 2 masques de chaque taille (XS, S, M, L, XL)
- 2 harnais de chaque taille (XS, S, S/M, M, L, XL)



Référence	Description
7772010	Kit de démarrage de l'Infant Flow LP nCPAP

## Harnais Infant Flow™ LP

La conception unique du harnais offre une adaptation à chaque patient et permet de fixer le générateur au harnais. Ses « bandes de confort » intuitives permettent l'application rapide du harnais par un seul médecin. Le harnais est disponible en six tailles afin de s'adapter aux circonférences crâniennes allant de 17 à 42 centimètres. Boîte de 10 emballés individuellement.

Référence	Description
777040XS	Harnais Infant Flow LP, XS
777040S	Harnais Infant Flow LP, S
777040SM	Harnais Infant Flow LP, S/M
777040M	Harnais Infant Flow LP, M
777040L	Harnais Infant Flow LP, L
777040XL	Harnais Infant Flow LP, XL



## Bonnet Infant Flow™ LP

Les bonnets traditionnels en coton doux sont disponibles en 10 tailles afin de s'adapter aux tours de tête allant de 18 à 38 cm. Le système de fixation situé au centre du bonnet attache le générateur au bonnet de manière sûre. Le rebord coloré permet d'identifier facilement leur taille. Les bonnets sont emballés dans des boîtes de 10.

Référence	Description
777010	Bonnet LP, Taille 000
777012	Bonnet LP, Taille 00
777014	Bonnet LP, Taille 0
777016	Bonnet LP, Taille 1
777018	Bonnet LP, Taille 2



Référence	Description
777020	Bonnet LP, Taille 3
777022	Bonnet LP, Taille 4
777024	Bonnet LP, Taille 5
777026	Bonnet LP, Taille 6
777028	Bonnet LP, Taille 7

## Sangles de générateur Infant Flow™

Les sangles grises attachent le générateur Infant Flow LP au bonnet. Ces sangles sont des sangles de rechange en cas de déformation des sangles d'origine. Les sangles sont conditionnées par 20 pièces.



Référence	Description
775728	Sangles de générateur Infant Flow

---



## SIÈGE INTERNATIONAL

Vyairé Medical, Inc.  
26125 North Riverwoods Blvd  
Mettawa, IL 60045  
États-Unis



Vyairé Medical, Inc.  
26125 North Riverwoods Blvd  
Mettawa, IL 60045  
États-Unis



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP La Haye  
Pays-Bas



Vyairé Medical Pty Ltd  
Suite 5.03, Building C  
11 Talavera Road  
Macquarie Park, NSW 2113  
Australie

[vyaire.com](http://vyaire.com)

**Distribution exclusivement en Amérique latine, au Canada, en UE, en Suisse, en Afrique du Sud, en Australie, en Russie et en Asie-Pacifique.**

Les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2020 Vyairé Medical, Inc. ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés. Vyairé, le logo Vyairé Medical et Infant Flow LP nCPAP System sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Vyairé Medical, Inc. ou de l'une de ses filiales. Dispositifs médicaux de classes I et IIa selon la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Veuillez lire l'ensemble du mode d'emploi fourni avec les dispositifs ou suivre les instructions indiquées sur l'étiquette des produits. Facteur VYR-INT-2000037